

COSA INSERIRE ALL'INTERNO DI UN BUON KIT DI PRIMO SOCCORSO

PRESIDIO MEDICO

- Bende elastiche da 8-10 cm e 5 cm
- Disinfettante a base di iodopovidone: 50 ml
- Acqua ossigenata 25 ml da 10 volumi diluita al 3%
- Cerotto medico da 2,5 cm e 5 cm
- Cotone/cotonella in rotolo da 10 cm
- Deflussore da flebo
- Garza orlata da 8-10 cm
- Garze grasse 10x10 cm (a base di connettivina)
- Garze grasse 5x5 cm
- Garze sterili e non 10x10 cm e 20x20 cm
- Siringhe da 2,5-5-10 cc e una siringa per alimenti da 50-60 cc
- Soluzione salina reidratante o soluzione fisiologica da 250/500 ml

PRESIDIO CHIRURGICO

- Benda piatta elastica per emostasi/rallentamento emorragia
- Telo termico argento/oro
- Forbice con punta arrotondata da fasciatura
- Guanti chirurgici della vostra misura sterili e non sterili
- Ghiaccio secco
- Gocce oculari lenitive/protettive
- Matita emostatica
- Salviettine oftalmiche detergenti/lenitive
- Gel riepitelizzante/curativo

PRESIDIO CHIRURGICO E MATERIALE PERSONALE DEL CANE

- Bottiglia d'acqua o borraccia con acqua
- Forbici da pelo
- Laccio elastico/morbido piatto per il muso
- Cibo complementare a base di aminoacidi
- Museruola
- Pettine cardatore per pelo lungo
- Pettine a denti stretti per pulci
- Sale fino
- Scarpette di protezione
- Stecche rigide per immobilizzazione
- Strumenti per rimuovere le zecche
- Soluzioni reidratanti energetiche e antifatica
- Tagliaunghie
- Termometro
- Accendino o lente da fuoco
- Cerotto argento milleusi
- Fischiello da soccorso
- Spazzolina per unghie



Tipici kit di primo soccorso leggeri e non ingombranti da portare con sé durante un'escursione di una giornata. Questi kit possono essere facilmente trasportati dal proprietario in una tasca o come marsupio.

DA RICORDARE

Tutti i kit di primo soccorso ideati per il cane possono contenere materiali che, al bisogno, possono essere utilizzati anche per l'uomo.

L'utilizzo del kit di primo soccorso è consigliato solo ed esclusivamente nei casi in cui, a causa della gravità dell'incidente o per la lontananza dal veterinario di fiducia, il vostro intervento può risultare fondamentale per salvare la vita del vostro cane o per preservare l'integrità del suo tessuto anatomico. Successivamente, sarà opportuno raggiungere una struttura veterinaria, o il vostro veterinario di fiducia, nel più breve tempo possibile.

Nel kit non dovrebbe essere presente alcun tipo di farmaco, a meno che non vi sia stato consigliato e prescritto con l'indicazione di dosaggi, modalità e frequenza di somministrazione dal vostro veterinario di fiducia. I farmaci o i medicinali devono essere conservati nelle loro confezioni originali e alla temperatura richiesta dalla casa produttrice.

MATERIALE GENERICO

- Torcia ad alto lumen
- Ciotola leggera per acqua o cibo